



PREPARAÇÃO PARA ECODOPPLER PENIANO

Não tem qualquer preparação

Véspera do exame

⇒ Nada a referir.

Dia do exame

⇒ Nada a referir.

Instruções

- ⇒ Adquirir, na farmácia, um injectável – “CAVERJECT 10 microgramas”
- ⇒ Fazer-se acompanhar do injectável para o exame.

Importante

- ⇒ Deve fazer-se acompanhar dos exames complementares que tenha em seu poder.

Local do exame na CMAS

- ⇒ Penafiel – piso - 3